

RevoLix 70 – 20 kép

Cuộc cách mạng trong phẫu thuật laser

Laser hai thì 2 micron

Dành cho tiết niệu (mô mềm và sỏi), tai mũi họng, nội soi ổ bụng, nội soi phế quản, tiêu hóa, phẫu thuật tổng quát.

Tiêu chuẩn kỹ thuật Laser tác động cho mô	Bước sóng liên tục DPSS
Độ dài sóng	2.0 micron
Năng lượng tại mô	Có thể điều chỉnh từ 5 – 70 W
Chế độ phát tia	Sóng liên tục, dao động 50 ms – 1000 ms
Laser tác động cho sỏi	Laser Holmium-YAG theo xung
Độ dài sóng	2.1 micron
Năng lượng tại mô	Tối đa 20 W
Năng lượng xung	0.5 – 2.6 J
Tần số lặp lại	5 – 15 Hz
Năng lượng đỉnh theo xung	6 kW
Hệ thống dẫn truyền	Nhiều loại sợi silica
	Cổng kết nối dùng chung cho 2 loại máy
Đặc điểm tia	635 nm, tia màu đỏ tươi, 1 mW, có thể điều chỉnh
Nguồn	230 VAC, điện một chiều, 50/60 Hz, 3.6 kVA
Hệ thống làm mát	Tích hợp
Trọng lượng	165 kg
Kích thước	Cao 950 x Rộng 420 x Dài 890 mm (chiều cao không minh họa)

Tiêu chuẩn an toàn: IEC 60601 Sản phẩm laser OHG LISA

Tiêu chuẩn lưu hành CE. Hướng dẫn 93/42/Eec Max – Planck – Str.1

D – 37191 Katlenburg – Lindau, Đức

Theo luật liên bang Mỹ thiết bị này chỉ bán do hay theo yêu cầu của bác sĩ.

Điện thoại : +49(0)5556-9938-0

Fax : +49(0)5556-9938-10

Qui cách có thể thay đổi mà không thông báo.

e.mail : info@lisalaser.com

web : www.lisalaser.com

Sản xuất tại Đức 2007-02-V00